Smart Dentist

SPEIKO

#madeingermany



www.speiko.de – auch auf Englisch, Französich, Spanisch und Griechisch

SPEIKO FÜR DIE PRAXIS

Endodontie	SPEIKO Easy Quick	4
	SPEIKO Easy Endo Tips Neuheit!	5
	SPEIKO EDTA-Gel	6
	EDTA-Lösung	6
	SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10 %	7
	SPEIKOSEPT CHX 2 % Gel	7
	SPEIKOSEPT CHX 2 %	7
	Hypochlorit-SPEIKO® 5,25 %	8
	Hypochlorit-SPEIKO 3 % / 1% Neuheit!	8
	SPEIKOCAL	9
	CALASEPT-SPEIKO®	9
	SPEIKOCAL Pulver	10
	ED 84	10
	SPEIKO MTA Zement / mit Hydroxylapatit Neuheit!	11
	Aptal-Harz Wurzelfüllung	12
Chemikalien	Speikoform	12
	Chlorphenol-Kampfer-Menthol	13
	Eugenol	13
	Iodoformpulver	13
Chirurgie	Apernyl® mit Acetylsalicylsäure	14
	Tamponade 2000, iodoformgetränkt/ungetränkt	14
Prophylaxe	SPEIKO Prophylaxe-Pulver	15
	SPEIKO Prophylaxe-Pulver soft	15
	Dr. Tells Mundwasser-Tabletten	15
	SPEIKOPLAQUE / 3 % / DUO	16
SPEIKO-Zemente	Zinkoxid-Eugenol Spezialpaste normal- und schnellhärtend	17
	SPEIKO Silikatzement (vormals Zhanelka)	18
	SPEIKO Carboxylatzement (vormals Zhanelka)	18
	SPEIKO Zink-Phosphat-Zement (vormals Zhanelka Microphos)	18
	SPEIKO Spezial-Kupferzement opak (vormals Zhanelka)	19
	SPEIKO Zinkporzellanzement opak (vormals Zhanelka)	19
	SPEIKOLIT (vormals Zhanelkalit)	20
	Speikofil-Aqua	20
Spezialitäten für die Praxis	SPEIKOCOPAL	20
	Kallocryl® CPGM zahnfarbig	21
	Kallocryl® CPGM rot	21
	Speikorange	22
	Destilliertes Wasser	22
SPEIKODENT-Abformmöglichkeiten	SPEIKO Rim-Tray	23
	Inlay Abformlöffel SPEIKO	23
Patientenbestellbücher	Classic (zweispaltig)	24
	Maxi (dreispaltig)	25
	Quadro (vierspaltig)	26
SPEIKODENT-Erzeugnisse	SPEIKODENT-Modellkästen	27
	Schubladeneinsätze flach	28
	Schubladeneinsätze tief	29

www.speiko.de – auch auf Englisch, Französich, Spanisch und Griechisch

SPEIKO FÜRS LABOR

Kunststoffe	Kallocryl® – Prothesenkunststoff Kaltpolymerisat	30
	Kallocryl® – Prothesenkunststoff Heißpolymerisat	30
	Kallocryl® CPGM rot	31
Spezialitäten fürs Labor	Unterfütterungsgerät	31
Transportmöglichkeiten	Container Gr. 2 + 3/Zubehör	32–33
	Artikulatoren-Container/Zubehör	34–35
	Bobby – Abformungstransportbox	36
	Individuell werben	37
	Inlay Transportbehälter SPEIKO	38
Spezialitäten fürs Labor	Gusstrichter SPEIKO	38
	Speikorange	38
	SPEIKO Basisplatten	39
	Winkelklammern SPEIKO	39
	Dopifix Dowel-Pin Fixierhilfe SPEIKO	40
	Kunststoff-Sprues SPEIKO	40
	Gaumenfaltenschablonen SPEIKO	41





SPEIKO – Ihr Spezialist für hochwertige Dentalprodukte

Arzneimittel, Medizinprodukte und Spezialitäten „Made in Germany“

Unsere Produkte reichen von Endodontie über Zahnzemente, Prophylaxe, Chirurgie bis zu Produkten für das Dentallabor – alles in Handarbeit gefertigt. Und das zu 98 % in eigener Produktion in Deutschland:

- Zertifiziert nach ISO-Norm 13485:2016
- Herstellererlaubnis nach § 13 Arzneimittelgesetz
- „Made in Germany“: 98 % unserer Produkte produzieren wir in Bielefeld

Unser Dental-Sortiment richtet sich insbesonere an:

- Zahnärzte
- Zahntechniker
- Dentallabore
- Universitäten und Meisterschulen
- Dentalhändler


Unser umfangreiches Produkt-Portfolio wächst stetig und umfasst:


- Endodontie
- Zahnzemente
- Prophylaxe
- Chirurgie
- Produkte fürs Dentallabor

Über unsere Produkte hinaus bieten wir mehr – unsere Dienstleistungen:

- Außendienstschulung
- Herstellung von OEM-Produkten
- Schulungen für Händler
- Individualisierung von SPEIKODENT-Produkten (Container, Artikulatoren-Boxen, Abformungstransportboxen)

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**





SPEIKO Easy Quick

Entnahmesystem für Luer und Luer-Lock

- Flüssigkeiten dosierbar entnehmen
- Schnelle und einfache Entnahme
- Sparsam ohne Verlust der Flüssigkeit
- In drei Größen: 30 ml, 100 ml und 250 ml
- Sicherheit im Umgang durch sauberes Arbeiten
- Verhindert Kontamination der Restflüssigkeit
- Kostenlos zu allen Speiko Endo-Spülflüssigkeiten
- Entnahme nur aus stehender Flasche

Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1039	*SPEIKO Easy Quick 30 ml*
1040	*SPEIKO Easy Quick 100 ml*
1038	*SPEIKO Easy Quick 250 ml*

SPEIKO Easy Quick und
SPEIKO Easy Endo Tips (siehe rechts oben) sind anwendbar mit:

SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10 %




EDTA-Lösung



Sie haben Fragen zu SPEIKO Easy Quick ...

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**













CE

Neuheit!

SPEIKO Easy Endo Tips

- Stumpfe, vorgebogene Kunststoff-Kanülen
- Sehr flexibel und formstabil
- Zum einmaligen Gebrauch
- Applikation von Flüssigkeiten und Pasten in den Wurzelkanal
- Feinste, kontrollierbare Dosierung
- Für Spritzen mit Luer-Ansatz
- Einsetzbar in Kombination mit SPEIKO Easy Quick
- In jeder SPEIKO Endo-Spülflüssigkeit je ein SPEIKO Easy Endo Tip kostenlos

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1036	*SPEIKO Easy Endo Tips normal*	*30 Stück*
1037	*SPEIKO Easy Endo Tips lang*	*30 Stück*

SPEIKO Easy Quick (siehe links oben) und SPEIKO Easy Endo Tips sind zudem anwendbar mit:

Hypochlorit-
SPEIKO® 5,25 %



Hypochlorit-
SPEIKO 3 % / 1 %



... oder zu SPEIKO Easy Endo Tips? Bitte kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKO EDTA-Gel



- Auffindung von Wurzelkanaleingängen
- Chemische Erweiterung des Wurzelkanals
- Entfernung der Schmierschicht (smear layer)
- Gleitmittel für rotierende Instrumente zur Wurzelkanalaufbereitung
- Verringert die Frakturgefahr von Ni-Ti Instrumenten bei maschineller Aufbereitung
- Durch die „Ätzwirkung“ des EDTA-Gels und durch Spülung von Hypochlorit-SPEIKO 3% und 5,25% werden die Eingänge der Dentintubuli freigelegt, so dass bei der Wurzelfüllung der Sealer in die Tubuli eindringen kann. Dieses führt zu einer verbesserten Rand-dichtigkeit der Wurzelfüllung
- Um Pulpenreste, nekrotisches Gewebe und Dentinrückstände zu beseitigen, kann abwechselnd mit Hypochlorit-Speiko 3% oder 5,25% gespült werden

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1053	***Gel***	***3,5 g***

CE 0482

Zusammensetzung:
Enthält 17% Natriumedetat, gereinigtes Wasser

EDTA-Lösung



- Auffindung von Wurzelkanaleingängen
- Chemische Erweiterung des Wurzelkanals
- Entfernung der Schmierschicht (smear layer)
- Entfernung von Kalkansammlungen auf empfindlichen Instrumenten
- Um Pulpenreste, nekrotisches Gewebe und Dentinrückstände zu beseitigen, kann abwechselnd mit Hypochlorit-SPEIKO 3% oder 5,25% gespült werden
- Die Entnahme von EDTA-Lösung kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy Quick-Entnahmesystem erfolgen
- Jeder Packung EDTA-Lösung liegt ein Easy Quick, ein Easy Endo Tip normal und Easy Endo Tip lang bei

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1057	***Flüssigkeit***	***30 ml***
1039	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 30 ml*	
1058	***Flüssigkeit***	***100 ml***
1040	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 100 ml*	
1051	***Flüssigkeit***	***250 ml***
1038	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 250 ml*	

CE 0482

Zusammensetzung:
Enthält 17% Natriumedetat, gereinigtes Wasser

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10%



- Auffindung von Wurzelkanaleingängen
- Chemische Erweiterung des Wurzelkanals
- Entfernung der Schmierschicht (smear layer)
- Entfernung von Kalkansammlungen auf empfindlichen Instrumenten
- Ultraschallaktivität erhöht die Wirksamkeit
- Um Pulpenreste, nekrotisches Gewebe und Dentinrückstände zu beseitigen, kann abwechselnd mit Hypochlorit-SPEIKO 3% oder 5,25% gespült werden
- Die Entnahme von SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy Quick-Entnahmesystem erfolgen
- Jeder Packung SPEIKO Zitronensäure-Lösung 10% liegt ein Easy Quick, ein Easy Endo Tip normal und Easy Endo Tip lang bei

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1465	***Flüssigkeit***	***30 ml***
1039	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 30 ml*	
1466	***Flüssigkeit***	***100 ml***
1040	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 100 ml*	
1467	***Flüssigkeit***	***250 ml***
1038	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 250 ml*	

Zusammensetzung:
Enthält 10% Zitronensäure, gereinigtes Wasser

CE 0482

SPEIKOSEPT CHX 2% Gel



- Gelförmiges Reinigungsmittel für verunreinigte Wurzelkanalinstrumente
- Spritze mit 3 g und drei Einwegkanülen (Luer-Lock 0,9 x 42 mm)
- Keimzahlverminderung auf Grund der bakteriziden Wirkung von Chlorhexidindigluconat

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1071	***Gel mit 3 Einwegkanülen***	***3 g***

Zusammensetzung:
Enthält 2% Chlorhexidindigluconat

CE

SPEIKOSEPT CHX 2%



- Flüssigkeit zur Keimzahlverminderung kontaminierter Wurzelkanal-instrumente während der Wurzelkanalbehandlung
- Keimzahlverminderung auf Grund der bakteriziden Wirkung von Chlorhexidindigluconat

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1056	***Flüssigkeit***	***30 ml***
1070	***Flüssigkeit***	***100 ml***

Zusammensetzung:
Enthält 2% Chlorhexidindigluconat

CE

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**





Hypochlorit-SPEIKO® 5,25 %

Arzneimittel Zul.-Nr. 67 460 18.00.00

Fachinformation und Produktinformation online unter www.speiko.de

- Wurzelkanalspülung mit der in der Fachliteratur empfohlenen Konzentration von 5,25 %
- Durch Freisetzung von Chlor antimikrobielle Wirkung
- Hypochlorit löst als einziger Wirkstoff das nekrotische Gewebe auf
- Hypochlorit-SPEIKO® 5,25 % ist in der Lage, Endotoxine zu neutralisieren
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Da Chlor flüchtig ist, Flasche stets geschlossen halten und kühl aufbewahren
- SPEIKO Easy Quick liegt der Packung nicht bei. SPEIKO Easy Quick kann kostenlos bestellt werden.

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1045	***Flüssigkeit***	***30 ml***
1039	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 30 ml*	
1047	***Flüssigkeit***	***100 ml***
1040	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 100 ml*	

Zusammensetzung:
100 g enthalten 5,25 % Natriumhypochlorit





CE 0482

Neuheit!

Hypochlorit-SPEIKO 3%
Hypochlorit-SPEIKO 1%

- Zur Reinigung und Spülung von Wurzelkanälen
- Es kann abwechselnd mit Speiko EDTA-Lösung gespült werden
- Erwärmung und Ultraschallaktivierung erhöhen die Wirkung
- Die Entnahme von Hypochlorit-SPEIKO 3 % / 1 % kann mit dem beigelegten SPEIKO Easy-Quick-Entnahmesystem erfolgen
- Jeder Packung Hypochlorit-SPEIKO 3 % / 1 % liegt ein Easy Quick, ein Easy Endo Tip normal und Easy Endo Tip lang bei

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1041	***Hypochlorit 3 %***	***30 ml***
1025	***Hypochlorit 1 %***	***30 ml***
1039	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 30 ml*	
1042	***Hypochlorit 3 %***	***100 ml***
1026	***Hypochlorit 1 %***	***100 ml***
1040	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 100 ml*	
1046	***Hypochlorit 3 %***	***250 ml***
1027	***Hypochlorit 1 %***	***250 ml***
1038	*anwendbar SPEIKO Easy Quick 250 ml*	

Zusammensetzung:
Enthält 3 % / 1 % Natriumhypochlorit, gereinigtes Wasser

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKOCAL mit Röntgenkontrast



- Hoher PH-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal
- Regt die Dentinbildung an
- Calciumhydroxid in praktischer Einmalspritze
- Röntgensichtbar durch die Zugabe von Bariumsulfat
- Zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Für die direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pulpotomie
- Für Caries profunda-Behandlung
- Für die temporäre Einlage im Wurzelkanal

Um ein Aushärten des Materials zu verhindern, muss nach Gebrauch unbedingt die Schutzkappe wieder auf die Spritze aufgeschraubt werden.

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1055	*Paste und 3 Einwegkanülen*	*4,5 g*

Zusammensetzung:
Enthält Calciumhydroxid und Bariumsulfat in wässriger Suspension, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, gereinigtes Wasser

CE 0482

CALASEPT-SPEIKO® mit Röntgenkontrast



CE



- Calciumhydroxid in Glaszylinderampullen
- Hoher PH-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal
- Regt die Dentinbildung an
- Röntgensichtbar durch die Zugabe von Bariumsulfat
- Zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Für die direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pulpotomie
- Für die temporäre Einlage im Wurzelkanal
- Für die Caries profunda-Behandlung bzw. indirekte Pulpaüberkappung

Um ein Aushärten des Materials zu verhindern, muss die Einwegkanüle in den beiliegenden Gummistopfen gesteckt werden und die gebogene Kanüle mit dem Zierdraht verschlossen werden.

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1005	*Paste und 3 Einwegkanülen*	*2 x 2,5 g*
1006	*25 Calasept-Einwegkanülen*	

Zusammensetzung:
Enthält Calciumhydroxid und Bariumsulfat in wässriger Suspension, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, gereinigtes Wasser

CE 0482

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKOCAL Pulver mit Röntgenkontrast



CE 0482

- Calciumhydroxid-Pulver mit Wasser anmischbar
- Konsistenz kann durch individuelle Zugabe von Wasser selbst bestimmt werden
- Hoher PH-Wert sorgt für Keimvernichtung in Pulpawunde und Wurzelkanal
- Regt die Dentinbildung an
- Röntgensichtbar durch die Zugabe von Bariumsulfat
- Zur Versorgung des kariesfreien, pulpanahen Dentins
- Für die direkte Pulpaüberkappung, auch im Anschluss an eine Pulpotomie
- Für Caries profunda-Behandlung
- Für die temporäre Einlage im Wurzelkanal

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1050	*Pulver*	*15 g*

Zusammensetzung:
Enthält Calciumhydroxid, Bariumsulfat, Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid

---

ENDODONTIE wird immer wichtiger!

Zähne erhalten statt Zähne ziehen!

Keine Endo-Behandlung des infizierten Wurzelkanals ohne Med mit ED 84!

Die mechanische Aufbereitung des infizierten Wurzelkanals reicht nicht aus. Trotz Kanalaufbereitung und -spülung verbleiben Mikroorganismen im Kanal.

Die Abtötung dieser Keime macht eine temporäre Versorgung sinnvoll.

Ein Präparat dafür muss zwei Aufgaben erfüllen:

- Andauernde antimikrobielle Wirksamkeit gegen alle vorkommenden Keime.
- Keine Irritationen des periapikalen Gewebes.



„Mit unverdünntem ED 84 erreicht man bereits nach kurzer Einwirkzeit (60 min) eine Keimreduktion des infizierten Kanals um 2...3 log-Stufen (von 10^4 bzw. 10^3 auf 10^1 Keime). Dies zeigten Untersuchungen an extrahierten Zähnen mit vier Testkeimen." *(Schäfer, Bößmann, Untersuchung über die antimikrobielle Wirksamkeit von ED 84 zur Behandlung infizierter Wurzelkanäle, in: DZZ 2/99)*

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine medikamentöse Gewebsirritation durch ED 84 nicht zu beobachten ist *(Darwisch et al. Gewebsreaktion auf temporäre Wurzelkanalfüllmittel, Endodontie 1994, I.).*

Zusammenfassung:

ED 84 ist ein Emulsionsdesinfizienz, das die Wirkstoffe Chloroxylenol (10%) und Kampfer (15%) enthält. Obwohl es schon verdünnt bakteriostatische Wirkung zeigt, soll es unverdünnt angewendet werden. Dauer der Anwendung bis 2 Tage bei bakteriendichtem Verschluss. ED 84 zeigt vor allem bei hoher Keimbelastung als Wurzelkanaldesinfizienz eine gute Leistung. Durch dünnflüssige Konsistenz werden Seitenkanälchen mit erreicht.

ED 84

Arzneimittel Zul.-Nr. 67 466 85.00.00

Fachinformation und Produktinformation online unter www.speiko.de

Emulsions-Desinfiziens

Bei Pulpa- und Wurzelkanalbehandlung zur aktiven Desinfektion und für Einlagen. Bei der Therapie von Parodontitis apicalis, acuta und chronica wird ED 84 mit der Pipette in den Wurzelkanal eingebracht und hochgepumpt. Wenn bei eröffnetem Foramen apicale auch ED 84 in das periapicale Gewebe eindringt, tritt kein Schaden ein, da ED 84 gewebsfreundlich ist.

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1031	*Flüssigkeit*	*30 ml*
1033	*Flüssigkeit*	*100 ml*

Zusammensetzung:
100 g enthalten 10,3 g Chloroxylenol, 15,1 g Campher

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



SPEIKO MTA Zement

- Endodontischer Reparaturzement
- Aus Reinstchemikalien in Deutschland nach eigener Rezeptur hergestellt
- Anzumischen mit destilliertem Wassser
- Biologisch verträglich, schwermetallfrei, auf Schwermetalle geprüft
- Alkalischer PH-Wert unterstützt den Heilungsprozess des vitalen Gewebes
- Hervorragende Abdichtung gegenüber Körperflüssigkeiten und Bakterieneinwanderung
- Keine Verfärbung der behandelten Zähne durch die helle Farbe
- Gut röntgensichtbar durch die Zugabe von Bismutoxid
- Direkte und indirekte Überkappung der Pulpa bei bleibenden Zähnen und Milchzähnen
- Abdeckung der vitalen Wurzelpulpa bei einer Pulpotomie der koronalen Pulpa an bleibenden Zähnen und Milchzähnen
- Bei einer Wurzelspitzenresektion mit retrograder Füllung
- Bei internen Resorptionen im Wurzelkanal und bei externen Resorptionen
- Bei Perforationen des Pulpabodens im Bereich von Furkationen
- Verschluss einer Via falsa
- Orthograder Verschluss weit offener Apices-Apexifikation

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1472	*Pulver hellgrau mit Dosierlöffel*	*2 g*
1473	*Pulver hellgrau mit Dosierlöffel*	*1 g*
1474	*Pulver hellgrau mit Dosierlöffel, mit Hydroxylapatit*	*2 g*
1475	*Pulver hellgrau mit Dosierlöffel, mit Hydroxylapatit*	*1 g*

Zusammensetzung:
Enthält Siliciumdioxid, Calciumoxid, Bismutoxid, Aluminiumoxid, Magnesiumoxid, Natriumoxid und Kaliumoxid


1


2


3

Tipps zum Anmischen:

- Gewünschte Menge mit Dosierlöffel auf Glasplatte geben
- Mit destilliertem Wasser benetzen
- Mit einer Watterolle Feuchtigkeit entziehen

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



CE 0482

Aptal-Harz Wurzelfüllung

- Permanenter Verschluss des Wurzelkanals mit Wurzelkanalstiften
- Dauerhafte Dichtigkeit
- Gute Dimensionsstabilität
- Paste haftet hervorragend an den Wänden des Wurzelkanals

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1003	*Pulver*	*40 g*
1004	*Flüssigkeit*	*10 ml*
1002	*Set Pulver und Flüssigkeit*	*40 g + 10 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Zinkoxid, Siliciumdioxid (Aerosil), Kolophonium, Silberpulver
Flüssigkeit enthält Eugenol, Kolophonium, Terpentinöl, Perubalsam, Olivenöl



Speikoform

Chloroform

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1014	*Flüssigkeit*	*3 ml*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



Chlorphenol-Kampfer-Menthol

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1013	*Flüssigkeit*	*30 ml*
1015	*Flüssigkeit*	*100 ml*



Eugenol

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1035	*Flüssigkeit*	*25 ml*



Iodoformpulver

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1048	*Pulver*	*13 g*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



Apernyl® mit Acetylsalicylsäure

Arzneimittel Zul.-Nr. 63 221 81.00.00

Fachinformation und Produktinformation online unter www.speiko.de

- **Schmerz dort bekämpfen, wo er entsteht!**
- Unerlässlich zur „Dolor Post"-Behandlung
- Zuverlässige Bekämpfung leichter und mittelstarker Schmerzen nach Zahnextraktionen oder kieferchirurgischen Eingriffen
- Die keilförmige Tablette, ein sogenannter Dentalstift, passt sich der Form der Alveole an
- Schmerzfreiheit des Patienten innerhalb kurzer Zeit dank bewährtem Wirkstoff ASS (Acetylsalicylsäure)

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1000	*Glas*	*ca. 100 Dentalstifte*

Zusammensetzung:
1 Dentalstift enthält 32 mg Acetylsalicylsäure



Tamponade 2000

Arzneimittel Zul.-Nr. 67 455 85.00.00

Fachinformation und Produktinformation online unter www.speiko.de

- Hochprozentig mit Iodoform getränkte Tamponadestreifen
- Streifenbreite 1 cm und 2 cm, 5 m Länge
- Die 1 cm-Variante auch als ungetränkte Tamponade lieferbar
- Blutstillung und Desinfektion nach Extraktionen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1062	*iodoformgetränkt*	*1 cm x 5 m*
1063	*iodoformgetränkt*	*2 cm x 5 m*
1065	*ungetränkt*	*1 cm x 5 m*

Zusammensetzung (getränkt):
100 g enthalten 50 g Tamponade, Glycerol

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



SPEIKO Prophylaxe-Pulver

- Zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen
- Geeignet für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte
- Durchschnittliche Korngröße beträgt 75 µm

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1076	*Pulver minze*	*1 kg*
1079	*Pulver zitro*	*1 kg*

Zusammensetzung:
Enthält Natriumbicarbonat, Minz- oder Zitronenaroma

CE



SPEIKO Prophylaxe-Pulver soft

- Zur Entfernung von hartnäckigen Belägen wie Tee-, Kaffee- und Raucherbelägen
- Geeignet für alle handelsüblichen Pulverstrahlgeräte
- Durch die reduzierte Korngröße gegenüber dem SPEIKO® Prophylaxe-Pulver ist eine sanftere, weniger abrasive Reinigung möglich
- Für weniger hartnäckige Beläge und für häufigere Anwendungen
- Durchschnittliche Korngröße beträgt 55 µm

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1023	*Pulver minze*	*200 g*
1024	*Pulver zitro*	*200 g*

Zusammensetzung:
Enthält Natriumbicarbonat, Minz- oder Zitronenaroma

CE



Dr. Tells Mundwasser-Tabletten

- Frischer Atem – angenehm für Patient und behandelnden Zahnarzt
- Nach Pulverstrahlbehandlung regen Dr. Tells Mundwasser-Tabletten den Speichelfluss an
- Eine Tablette in warmem Wasser auflösen und kurz spülen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1520	*Tabletten rot*	*1000 Stück*
1525	*Tabletten grün*	*1000 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Plaquefärbemittel

- Unentbehrlich in der Prophylaxe
- Handliche Größe – passt in jede Schublade
- Sparsamer Verbrauch – gut dosierbar
- Tropfsicher
- Preiswerte Indikatorflüssigkeit zur Visualisierung von Zahnbelag (Plaque) auf Zahnoberflächen
- Lösung mit Pinsel oder Wattetupfer auf die Zahnoberfläche aufbringen
- Entfernung der Färbung durch Spülen mit Wasser oder Putzen der Zähne
- Optimum der Farbstoffkonzentration zwischen guter Sichtbarkeit und guter Entfernbarkeit der Färbung



CE

SPEIKOPLAQUE



- Vorhandener Belag wird durch Rotfärbung sofort sichtbar

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1052	*Flüssigkeit*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Enthält Erythrosin, gereinigtes Wasser



CE

SPEIKOPLAQUE 3%



- Ist farbintensiver als SPEIKOPLAQUE

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1075	*Flüssigkeit*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Enthält Erythrosin, gereinigtes Wasser



CE

SPEIKOPLAQUE DUO



- Alter Belag wird durch bläuliche, jüngerer Belag durch rötliche Färbung sofort sichtbar

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1054	*Flüssigkeit*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Enthält Patentblau, Phloxin B, gereinigtes Wasser

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Zinkoxid-Eugenol Spezialpaste

- Provisorische Versorgung von Kavitäten, besonders bei Caries profunda-Behandlungen
- Provisorische Verschlüsse bei endodontischen Behandlungen
- Als thermoisolierende Unterfüllung bei Zement- und Metallfüllungen
- Leichte Anmischbarkeit
- Gewünschte Endhärte kann durch Variation des Mischverhältnisses beeinflusst werden
- Als schnell- und normalhärtende Variante auch als Set erhältlich



CE 0482

Zinkoxid-Eugenol Spezialpaste *normalhärtend*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1082	*Pulver normalhärtend*	*40 g*
1087	*Flüssigkeit normalhärtend*	*10 ml*
1086	*Set, Pulver und Flüssigkeit normalhärtend*	*40 g + 10 ml*



CE 0482

Zinkoxid-Eugenol Spezialpaste *schnellhärtend*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1093	*Pulver schnellhärtend*	*40 g*
1098	*Flüssigkeit schnellhärtend*	*10 ml*
1097	*Set, Pulver und Flüssigkeit schnellhärtend*	*40 g + 10 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Zinkoxid, Zinkacetat, Kolophonium, Talkum, Siliciumdioxid
Flüssigkeit enthält Nelkenöl, in der ZOE-Spezialpaste schnellhärtend zusätzlich Olivenöl

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



CE 0482

SPEIKO Silikatzement
(vormals Zhanelka)

- Für Frontzahnfüllungen im sichtbaren Bereich für Kavitäten der Black-Klasse III (seitliche Füllungen ohne Einbeziehung der Schneidekante)
- Für Frontzahnfüllungen im sichtbaren Bereich für Kavitäten der Black-Klasse V (Zahnhalsfüllungen)

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1430	*Pulver 2 hellgelb und Dosierlöffel*	*40 g*
1441	*Universal-Flüssigkeit Litho schnellhärtend*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, Calciumoxid und Natriumoxid
Flüssigkeit enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen, Zinkionen



CE 0482

SPEIKO Carboxylatzement
(vormals Zhanelka)

- Für Unterfüllungen unter Metall- und Kunststofffüllungen
- Als Befestigungszement für Kronen und Brücken, Inlays, Wurzelstifte sowie orthodontische Bänder
- Für temporäre Füllungen
- Gute Pulpaverträglichkeit

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1104	*Pulver 2 hellgelb und Dosierlöffel*	*100 g*
1105	*Flüssigkeit*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Zinkoxid, Aluminiumoxid, Calciumoxid, Natriumoxid, Magnesium
Flüssigkeit enthält Polyacrylsäure



CE 0482

SPEIKO Zink-Phosphat-Zement
(vormals Zhanelka Microphos)

- Für Unterfüllungen unter Metall- und Kunststofffüllungen
- Als Befestigungszement für Kronen und Brücken, Stifte sowie orthodontische Bänder
- Für temporäre Füllungen
- Für Aufbaufüllungen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1455	*Pulver 2 hellgelb und Dosierlöffel*	*100 g*
1454	*Universal-Flüssigkeit Phospho normalhärtend*	*20 ml*
1457	*Universal-Flüssigkeit Phospho schnellhärtend*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Zinkoxid, Aluminiumoxid, Calciumoxid, Natriumoxid, Magnesium
Flüssigkeit enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen, Zinkionen

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



SPEIKO Spezial-Kupferzement opak
(vormals Zhanelka)

- Für temporäre Füllungen im Molarbereich, z.B. Amalgamsanierung
- Für temporäre Milchzahnfüllungen
- Wirkt antibakteriell durch Kupferzusatz
- Ist hellgelb und halbtransparent
- Gibt zahnfarbige, unauffällige Füllungen
- Ist volumenbeständig und seine gute Haftfähigkeit und Klebkraft ergeben gute Randabschlüsse

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1458	*Pulver 2 hellgelb und Dosierlöffel*	*40 g*
1441	*Universal-Flüssigkeit Litho schnellhärtend*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Zinkoxid, Aluminiumoxid, Calciumoxid, Natriumoxid, Kupferionen
Flüssigkeit enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen, Zinkionen



SPEIKO Zinkporzellanzement opak
(vormals Zhanelka)

- Siliko-Phosphat-Zement
- Für temporäre Füllungen im Molarbereich, z.B. Amalgamsanierung
- Für temporäre Milchzahnfüllungen
- Ist hellgelb und halbtransparent
- Gibt zahnfarbige, unauffällige Molarfüllungen
- Ist volumenbeständig und seine gute Haftfähigkeit und Klebkraft ergeben gute Randabschlüsse

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1438	*Pulver 2 hellgelb und Dosierlöffel*	*40 g*
1437	*Universal-Flüssigkeit Litho normalhärtend*	*20 ml*
1441	*Universal-Flüssigkeit Litho schnellhärtend*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Zinkoxid, Aluminiumoxid, Calciumoxid und Natriumoxid
Flüssigkeit enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen, Zinkionen

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKOLIT
(vormals Zhanelkalit)



CE 0482

- Siliko-Phosphat-Zement
- Für temporäre Füllungen im Prämolaren- und Molarbereich, z. B. Amalgamsanierung
- Für temporäre Milchzahnfüllungen
- Für Aufbauten tief zerstörter Zähne zwecks späterer Überkronung
- Für temporäre Füllungen im Frontzahnbereich aufgrund der besonderen Transparenz
- Ist hellgelb und halbtransparent
- Gibt zahnfarbige, unauffällige Füllungen
- Ist volumenbeständig und seine gute Haftfähigkeit und Klebkraft ergeben gute Randabschlüsse

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1442	*Pulver 2 hellgelb und Dosierlöffel*	*30 g*
1441	*Universal-Flüssigkeit Litho schnellhärtend*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Zinkoxid, Aluminiumoxid, Calciumoxid und Natriumoxid
Flüssigkeit enthält Phosphorsäure, Aluminiumionen, Zinkionen

Speikofil-Aqua



CE 0482

- Universell einsetzbarer Glasionomerzement, Farbe B3
- Für Unterfüllungen
- Zur Milchzahnbehandlung
- Für Aufbaufüllungen
- Für Frontzahnfüllungen im sichtbaren Bereich für Kavitäten der Black-Klasse III (seitliche Füllungen ohne Einbeziehung der Schneidekante)
- Für Füllungen der Black-Klasse V (Zahnhalsfüllungen)
- Zur Behandlung von Wurzelkaries
- Feste Bebänderung (KFO)
- Anzumischen mit destilliertem Wasser

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1470	*Pulver Farbe B3 und Dosierlöffel*	*40 g*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Siliciumdioxid, Calciumoxid, Aluminiumoxid, Eisenoxid (Farbstoff), Polyacrylsäure

SPEIKOCOPAL



CE 0482

- Zur Auskleidung bei flachen Kavitäten
- Als Schutzlack für Silikat- und Siliko-Phosphatzementfüllungen
- Geeignet für Amalgamfüllungen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1049	*Flüssigkeit*	*20 ml*

Zusammensetzung:
Enthält 12,5% Copalharz, Diethylether, Ethanol

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



CE

Kallocryl® CPGM zahnfarbig

Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial

- Kalthärtender Dentalkunststoff
- Drei Farbnuancen: zahnfarbig gelb, zahnfarbig elfenbein, zahnfarbig weiß
- Für Brückengerüste und Brückenteile, für direkte Inlayabdrücke
- Zur Modellierung in Inlays
- Zur provisorischen Bisserhöhung
- Zur Herstellung von provisorischen Kronen
- Für die nachträgliche individuelle Gestaltung konfektionierter Kunststoffzähne und Wiederherstellung ihrer abradierten Kauflächen
- Mischungsverhältnis frei, ideal sind 10 g Pulver zu 5 ml Flüssigkeit
- Pulver sind untereinander mischbar

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1693	*Pulver zahnfarbig gelb*	*100 g*
1697	*Pulver zahnfarbig elfenbein*	*100 g*
1698	*Pulver zahnfarbig weiß*	*100 g*
1616	*Flüssigkeit A/C*	*80 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Polymethylmethacrylat, Benzoylperoxid, Farbstoff (cadmiumfrei)
Flüssigkeit enthält Methylmethacrylat, NN-Dimethyl-p-toluidin, UV-Absorber, Aroma



CE

Kallocryl® CPGM rot

- Kalthärtender Dentalkunststoff
- Intensiv rote Farbe
- Auch im inter-oralen Bereich geeignet
- Für die Anwendung in der Praxis und im Labor
- Speziell für die Guss- und Modelltechnik
- Aushärtung innerhalb von 5–8 Minuten
- Optimale Gussergebnisse durch rückstandslose Verbrennung
- Für die Herstellung von Inlays, Kronen- und Brückenkörper
- Zum Fixieren von Brückenteilen, Geschieben und Ankern
- Für individuelle Stumpfaufbauten
- Zur Bissnahme

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1691	*Pulver*	*100 g*
1692	*Pulver*	*500 g*
1616	*Flüssigkeit A/C*	*80 ml*
1615	*Flüssigkeit A/C*	*250 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Polymethylmethacrylat, Benzoylperoxid, Farbstoff (cadmiumfrei)
Flüssigkeit enthält Methylmethacrylat, NN-Dimethyl-p-toluidin, UV-Absorber, Aroma

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Sparsam im Verbrauch



SPEIKORANGE – Das Original

- Reines Orangenöl, daher besonders sparsam im Verbrauch
- Besonders hohe Reinigungskraft
- Frischer Orangenduft
- Zum Entfernen von Abdruckmaterialien auf Alginat-, Silikon-, Polyether- und Zinkoxid-Basis
- Reinigt hervorragend Edelstahlflächen wie Abformlöffel, Instrumente und Geräteoberflächen
- Durch Wasser leicht zu entfernen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1059	***Flüssigkeit***	***270 ml***



Destilliertes Wasser

- Demineralisiertes Wasser
- Zur Verwendung im Sterilisator
- Zum Nachspülen der sterilisierten Instrumente
- Leitwert: unter 10 µS

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1540	***Demineralisiertes Wasser***	***5 l***

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



CE

SPEIKO Rim-Tray

- Individualisierbar für Implantabformungen
- Wiederverwendbare Kunststoff-Abformlöffel für bezahnte Kiefer
- Geeignet für Abformungen in der Kieferorthopädie
- Aus hitzebeständigem Kunststoff anatomisch richtig geformt
- Perfekter Halt für das Abformmaterial durch tiefgeformte Unterschnitte an den palatinalen, lingualen und buccalen Rändern
- Posteriore Abdämmung unnötig
- Formstabil
- Autoklavierbar bis 155 °C
- Haftspray/Haftlack nicht notwendig
- Verwendbar für alle Abformmaterialien
- Preisgünstig, da Mehrweggebrauch



CE

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1219	*Größe S, Oberkiefer*	*1 Stück*
1220	*Größe M, Oberkiefer*	*1 Stück*
1221	*Größe L, Oberkiefer*	*1 Stück*
1222	*Größe XL, Oberkiefer*	*1 Stück*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1223	*Größe S, Unterkiefer*	*1 Stück*
1224	*Größe M, Unterkiefer*	*1 Stück*
1225	*Größe L, Unterkiefer*	*1 Stück*
1226	*Größe XL, Unterkiefer*	*1 Stück*

Inlay Abformlöffel SPEIKO

- Partielle Abformlöffel aus transparentem, verwindungsfreiem Kunststoff
- In drei verschiedenen Größen
- Größe S = 2,4 cm lang; Größe M = 3 cm lang; Größe XL = 5 cm lang
- Geeignet für die Abformung bei Einzelpräparationen für Gussfüllungen und dergleichen
- Speziell geeignet zur Abformung vor der Fertigung von provisorischen Versorgungen nach Präparationen
- Nicht steril, zur Einmalverwendung



CE

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1807	*2400.0200*	*Größe S,*	*24 Stück*
1808	*2400.0100*	*Größe M*	*16 Stück*
1809	*2400.0000*	*Größe XL*	*10 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**


SPEIKO Patientenbestellbuch Classic

mit 2 Spalten pro Tag

1/4 stündliche Zeiteinteilung, drei Terminbänder: gelb markiert den jeweiligen Arbeitstag, blau zeigt, ab wann Termine belegt werden können, rot signalisiert freigewordene Termine/Absagen.


- „Classic“ zweispaltig mit der Zeiteinteilung fünf Tage (Montag bis Freitag) jeweils von 8 – 20 Uhr, Format 30 x 30 cm (geschlossen)


Das gelbe „Classic“



Ausschnitt unten in Originalgröße.
Hier können Sie gerne einen Probeeintrag machen!

Umschlagfarbe:
Gelb





Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1229	*Patientenbestellbuch „Classic“*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKO Patientenbestellbuch Maxi

mit 3 Spalten pro Tag

1/4 stündliche Zeiteinteilung, drei Terminbänder: gelb markiert den jeweiligen Arbeitstag, blau zeigt, ab wann Termine belegt werden können, rot signalisiert freigewordene Termine/Absagen.


- „Maxi“ dreispaltig mit der Zeiteinteilung sechs Tage (Montag bis Samstag/Sonntag als ein Tag) jeweils von 7 – 21 Uhr, Format 40,5 cm breit x 31,5 cm hoch (geschlossen)


Das silbergraue „Maxi“



Ausschnitt unten in Originalgröße.
Hier können Sie gerne einen Probeeintrag machen!

Umschlagfarbe:
Silbergrau





Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1235	*Patientenbestellbuch „Maxi“*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**


SPEIKO Patientenbestellbuch Quadro

mit 4 Spalten pro Tag

1/4 stündliche Zeiteinteilung, drei Terminbänder: gelb markiert den jeweiligen Arbeitstag, blau zeigt, ab wann Termine belegt werden können, rot signalisiert freigewordene Termine/Absagen.


- „Quadro“ vierspaltig mit der Zeiteinteilung fünf Tage (Montag bis Freitag) jeweils von 7 – 21 Uhr, Format 40,5 x 31,5 cm (geschlossen)


Das blaue „Quadro“



Ausschnitt unten in Originalgröße.
Hier können Sie gerne einen Probeeintrag machen!

Umschlagfarbe:
Blau





Artikel-Nr.	Beschreibung
1241	Patientenbestellbuch „Quadro“


Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

SPEIKODENT-Modellkästen

Formstabile Modellkästen zur Archivierung von bis zu 5 Kiefermodellen für KFO, PA und Implantologie


- Aus schlagfestem Kunststoff
- Auf engstem Raum stapelbar, daher sehr platzsparend
- Mit praktischem Etikettiersystem, ohne mühevolles Ablösen, durch Austauschen der Beschriftungskärtchen

Typ I



- In jedem Originalkarton Speiko-KFO-Modellkästen, Typ I (36 Stück) sind die Beschriftungsschilder inklusive
- Alle KFO-Modellkästen auch einzeln erhältlich
- Typ I, für 4 Modelle, Maße: 24,2 x 8,5 x 7 cm (L x B x H), 36 Stück

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1202	*Typ I weiß*	*36 Stück*
1204	*Typ I, gelb*	*36 Stück*
1260	*Typ I, ultramarin blau*	*36 Stück*
1261	*Typ I, verkehrsgelb*	*36 Stück*
1262	*Typ I, hellgrau*	*36 Stück*



Typ II

- In jedem Originalkarton Speiko-KFO-Modellkästen, Typ II (30 Stück) sind die Beschriftungsschilder inklusive
- Alle KFO-Modellkästen auch einzeln erhältlich
- Typ II, für 5 Modelle, Maße: 30,6 x 8,5 x 7 cm (L x B x H), 30 Stück

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1205	*Typ II, weiß*	*30 Stück*
1207	*Typ II, gelb*	*30 Stück*
1270	*Typ II, telemagenta*	*30 Stück*
1271	*Typ II, pastellblau*	*30 Stück*
1263	*Typ II, ultramarin blau*	*30 Stück*
1264	*Typ II, verkehrsgelb*	*30 Stück*
1265	*Typ II, hellgrau*	*30 Stück*



- Mit praktischem Etikettiersystem, ohne mühevolles Ablösen, durch Austauschen der Beschriftungskärtchen
- In jedem Originalkarton Speiko-KFO-Modellkästen, Typ I (36 Stück) und Typ II (30 Stück) sind die Beschriftungsschilder inklusive

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1200	*Beschriftungsschilder kompl. (19 x 50 mm)*	*40 Stück*
1201	*Beschriftungskärtchen einzeln zum Einstecken*	*200 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



Artikel-Nr.	Beschreibung
1208	Schubladeneinsatz 1208 (Typ 250)



Artikel-Nr.	Beschreibung
1209	Schubladeneinsatz 1209 (Typ 251)



Artikel-Nr.	Beschreibung
1210	Schubladeneinsatz 1210 (Typ 253)



Artikel-Nr.	Beschreibung
1211	Schubladeneinsatz 1211 (Typ 254)



Artikel-Nr.	Beschreibung
1212	Schubladeneinsatz 1212 (Typ 258)



Artikel-Nr.	Beschreibung
1213	Schubladeneinsatz 1213 (Typ 260)

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Schubladeneinsätze

- Aus einem Guss hergestellt
- Zeitlos-klassische Farbe hellgrau
- Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff für eine besonders lange Lebensdauer
- Für eine übersichtliche Organisation
- Links: flache Einsätze: 41 x 30,9 x 2,5 cm (B x T x H) Toleranz: +/- 2mm
  Artikel-Nr. 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213
- Unten: tiefe Einsätze: 41 x 30,9 x 8,0 cm (B x T x H) Toleranz: +/- 2mm
  Artikel-Nr. 1214, 1215, 1216, 1217



Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1214	*Schubladeneinsatz 1214 (Typ 262)*



Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1215	*Schubladeneinsatz 1215 (Typ 265)*



Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1216	*Schubladeneinsatz 1216 (Typ 266)*



Artikel-Nr.	*Beschreibung*
1217	*Schubladeneinsatz 1217 (Typ 267)*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Kallocryl®

Prothesenkunststoff Kaltpolymerisat



CE 0482

- Ergibt bruchfeste Prothesen durch Zugabe von Splitterpolymerisat
- Gute mechanische und physiologische Eigenschaften
- Farbbeständig durch Zugabe von UV-Absorber

- Kallocryl A in vier Farben
- Kallocryl A besonders geeignet für Voll- und Teilprothesen und orthodontische Geräte
- Kallocryl A geeignet für kieferorthopädische Zwecke

- Kallocryl C härtet schneller aus und eignet sich daher besonders gut für Reparaturen, Erweiterungen, Ansetzen von Zähnen an Prothesen und Unterfütterungen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1600	*Pulver A hellrosa*	*500 g*
1603	*Pulver A-I rosa-bräunlich*	*500 g*
1606	*Pulver A-II rosa*	*500 g*
1609	*Pulver Af farblos*	*500 g*
1612	*Pulver C hellrosa*	*500 g*
1616	*Flüssigkeit A/C*	*80 ml*
1615	*Flüssigkeit A/C*	*250 ml*
1614	*Flüssigkeit A/C*	*1000 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Polymethylmethacrylat, Benzoylperoxid, Farbstoff (cadmiumfrei, Typ A ohne Farbstoff)
Flüssigkeit enthält Methylmethacrylat, NN-Dimethyl-p-toluidin, UV-Absorber, Aroma

Kallocryl®

Prothesenkunststoff Heißpolymerisat



CE 0482

- Für die Herstellung von Voll- und Teilprothesen für Stopf- und Presstechnik
- Für Prothesen, für die durch ungünstige Voraussetzungen hohe Dauerbelastungen zu erwarten sind
- Ergibt bruchfeste Prothesen durch Zugabe von Splitterpolymerisat
- Gute mechanische und physiologische Eigenschaften
- In zwei Farben (Farbtöne)
- Reparaturen von Prothesen aus Kallocryl Heißpolymerisat können mit Kallocryl Kaltpolymerisat erfolgen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1648	*Pulver B hellrosa*	*500 g*
1654	*Pulver B-II rosa*	*500 g*
1664	*Flüssigkeit B*	*250 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Polymethylmethacrylat, Benzoylperoxid, Farbstoff (cadmiumfrei)
Flüssigkeit enthält Methylmethacrylat, Aroma

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Kallocryl® CPGM rot



CE

- Kalthärtender Dentalkunststoff
- Intensiv rote Farbe
- Auch im inter-oralen Bereich geeignet
- Für die Anwendung in der Praxis und im Labor
- Speziell für die Guss- und Modelltechnik
- Aushärtung innerhalb von 5 – 8 Minuten
- Optimale Gussergebnisse durch rückstandslose Verbrennung
- Für die Herstellung von Inlays, Kronen- und Brückenkörper
- Zum Fixieren von Brückenteilen, Geschieben und Ankern
- Für individuelle Stumpfaufbauten
- Zur Bissnahme

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1691	*Pulver*	*100 g*
1692	*Pulver*	*500 g*
1616	*Flüssigkeit A/C*	*80 ml*
1615	*Flüssigkeit A/C*	*250 ml*

Zusammensetzung:
Pulver enthält Polymethylmethacrylat, Benzoylperoxid, Farbstoff (cadmiumfrei)
Flüssigkeit enthält Methylmethacrylat, NN-Dimethyl-p-toluidin, UV-Absorber, Aroma







Unterfütterungsgerät

- Äußere Maße: ca. 12,0 x 7,6 x 8,5 cm (L x B x H)
- Robustes Gerät zur passgenauen Unterfütterung partieller und totaler Prothesen
- Durch das Einhand-Verschlusssystem entsteht eine kaum messbare Okklusionsabweichung
- Sehr stabile Ausführung in nicht rostendem Aluminiumdruckguss
- Oberteil abnehmbar durch Ziehen des Stiftes
- Schnelles Arbeiten durch Einhand-Verschluss
- Ersatzteile einzeln lieferbar

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1228	*Unterfütterungsgerät*	*1 Stück*

1231	*Fixierstift*	*1 Stück*
1232	*Flügelschraube*	*1 Stück*
1233	*Gelenkstift, lang*	*1 Stück*
1234	*Gelenkstift, kurz*	*1 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



Größe 3 + 2 + 4

Container
Größe 2 + 3

- Für den sicheren und hygienischen Transport von Modellen, Abformungen und zahntechnischen Arbeiten zwischen Praxis und Labor
- Größe 2: 1,3 l Volumen, Maße 180 x 120 x 80 mm
- Größe 3: 4,5 l Volumen, Maße 260 x 165 x 125 mm
- In 5 Farben erhältlich
- Deckel, Unterteile und Verschlussklemmen auch einzeln erhältlich
- Ab einer Bestellmenge von 20 Containern (je Prägefarbe) ist eine Prägung Ihres Logos auf den Containern möglich! Näheres dazu auf Seite 37!


Container-Zubehör
Adresskarten



- Passend zur Containergröße sind Adresskarten für die Deckel lieferbar
- Sind aus weißem Karton, beidseitig beschreibbar und werden von den Verschlussklemmen gehalten

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1374	*Adresskarten Größe 2*	*100 Stück*
1375	*Adresskarten Größe 3*	*100 Stück*

Schaumstoffnoppen



- Polstern die Container
- Genau auf die jeweiligen Abmessungen der Container zugeschnitten
- Gewährleisten einen stoßsicheren Transport

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1356	*Schaumstoffnoppen Größe 2*	*25 Paar*
1357	*Schaumstoffnoppen Größe 3*	*25 Paar*

Schaumstofftücher



- Schaumstofftücher schützen die Arbeit zusätzlich
- Hygienische Verpackung Ihrer Arbeit
- Maße 250 x 250 mm

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1399	*Schaumstofftücher neutral, 250 x 250 mm*	*500 Stück*

Verschlussklemmen



- Halten die Adresskarten
- Halten die Container sicher verschlossen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1355	*Verschlussklemmen Größe 2 und 3*	*20 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Container
Größe 2 + 3



Größe 2

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1340	*Container 2 mit Deckel rot*	*1 Stück*
1341	*Container 2 mit Deckel weiß*	*1 Stück*
1342	*Container 2 mit Deckel blau*	*1 Stück*
1343	*Container 2 mit Deckel gelb*	*1 Stück*
1344	*Container 2 mit Deckel grün*	*1 Stück*
1376	*Container 2 rot, geprägt*	*1 Stück*
1378	*Container 2 weiß, geprägt*	*1 Stück*
1380	*Container 2 blau, geprägt*	*1 Stück*
1382	*Container 2 gelb, geprägt*	*1 Stück*
1384	*Container 2 grün, geprägt*	*1 Stück*
1350	*Container 2 Unterteil rot*	*1 Stück*
1351	*Container 2 Unterteil weiß*	*1 Stück*
1352	*Container 2 Unterteil blau*	*1 Stück*
1353	*Container 2 Unterteil gelb*	*1 Stück*
1354	*Container 2 Unterteil grün*	*1 Stück*
1345	*Container 2 Deckel rot*	*1 Stück*
1346	*Container 2 Deckel weiß*	*1 Stück*
1347	*Container 2 Deckel blau*	*1 Stück*
1348	*Container 2 Deckel gelb*	*1 Stück*
1349	*Container 2 Deckel grün*	*1 Stück*



Größe 3

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1358	*Container 3 mit Deckel rot*	*1 Stück*
1359	*Container 3 mit Deckel weiß*	*1 Stück*
1360	*Container 3 mit Deckel blau*	*1 Stück*
1361	*Container 3 mit Deckel gelb*	*1 Stück*
1362	*Container 3 mit Deckel grün*	*1 Stück*
1377	*Container 3 rot, geprägt*	*1 Stück*
1379	*Container 3 weiß, geprägt*	*1 Stück*
1381	*Container 3 blau, geprägt*	*1 Stück*
1383	*Container 3 gelb, geprägt*	*1 Stück*
1385	*Container 3 grün, geprägt*	*1 Stück*
1368	*Container 3 Unterteil rot*	*1 Stück*
1369	*Container 3 Unterteil weiß*	*1 Stück*
1370	*Container 3 Unterteil blau*	*1 Stück*
1371	*Container 3 Unterteil gelb*	*1 Stück*
1372	*Container 3 Unterteil grün*	*1 Stück*
1363	*Container 3 Deckel rot*	*1 Stück*
1364	*Container 3 Deckel weiß*	*1 Stück*
1365	*Container 3 Deckel blau*	*1 Stück*
1366	*Container 3 Deckel gelb*	*1 Stück*
1367	*Container 3 Deckel grün*	*1 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Artikulatoren-Container
Größe 4


1


2


3


4


5


6


7










8


9


10

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Artikulatoren-Container
Größe 4



Größe 4

- Arti-Box mit praktischem, abnehmbarem Tragegriff
- 9,5 l Volumen, Maße 275 x 195 x 210 mm
- Passend für alle gängigen Artikulatoren
- Für den sicheren und hygienischen Transport von zahntechnischen Arbeiten samt Artikulator, Bissgabel und Modellen
- Schaumstoffnoppen mit einem Schlitz zum sicheren Transport der Bissgabel oder von Kleinteilen
- Artikulatoren-Container sind stapelbar, ob mit Tragegriff oder ohne Tragegriff mit Verschlussklemmen
- Passende Adresskarten ermöglichen eindeutige Beschriftungen, sind beidseitig beschreibbar und werden von den Verschlussklemmen sicher gehalten
- Ab einer Bestellmenge von 20 Arti-Boxen je Prägefarbe ist eine Prägung Ihres Logos möglich! Näheres dazu auf Seite 37!

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1337	*Container 4 mit Deckel weiß*	*1 Stück*
1336	*Container 4 mit Deckel blau*	*1 Stück*
1335	*Container 4 weiß, geprägt*	*1 Stück*
1334	*Container 4 blau, geprägt*	*1 Stück*
1333	*Container 4 Unterteil weiß*	*1 Stück*
1332	*Container 4 Unterteil blau*	*1 Stück*
1331	*Container 4 Deckel weiß*	*1 Stück*
1330	*Container 4 Deckel blau*	*1 Stück*
1328	*Container 4 mit Deckel mit Griff weiß*	*1 Stück*
1329	*Container 4 mit Deckel mit Griff blau*	*1 Stück*



Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1314	*Abnehmbarer Tragegriff Größe 4*	*1 Stück*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1318	*Adresskarten Größe 4*	*100 Stück*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1315	*Schaumstoffnoppen Größe 4*	*20 Paar*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1399	*Schaumstofftücher neutral, 250 x 250 mm*	*500 Stück*

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1316	*Verschlussklemmen Größe 4*	*20 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**














Bobby – Abformungstransportbox

- Hält die Feuchtigkeit bis zu 8 h in der Transportbox (siehe Messzertifikat unten)
- Sicherer Transport von Abformungen zwischen Praxis und Labor
- Umweltfreundliche Transportbox für alle gängigen Löffel- und Abformsysteme geeignet
- Abformungstransportbox bestehend aus Schale und Deckel mit Schiebeverschluss
- Leichtes Einhängen von zwei Abformungen in der Schale
- Verschließen der Box mit nur einem Handgriff durch Betätigen des Verschlussschiebers am Deckel
- Automatische Fixierung der Abformlöffel in horizontaler und vertikaler Richtung und damit „schwebender“ Transport der Abformung
- Verschluss dient gleichzeitig als Clip für den Auftragszettel des Zahnarztes
- Zur individuellen Werbung prägen wir Ihnen ab einer Bestellmenge von 20 Bobbys je Prägefarbe Ihr Logo auf den Deckel! Sechs Prägefarben sind möglich

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1400	*Bobby hellgrau, Clip rot*	*1 Stück*
1401	*Bobby hellgrau, Clip blau*	*1 Stück*
1419	*Bobby hellgrau, Clip telemagenta*	*1 Stück*
1402	*Bobby hellgrau, Clip gelb*	*1 Stück*
1403	*Bobby dunkelgrau, Clip rot*	*1 Stück*
1404	*Bobby dunkelgrau, Clip blau*	*1 Stück*
1420	*Bobby dunkelgrau, Clip telemagenta*	*1 Stück*
1405	*Bobby dunkelgrau, Clip gelb*	*1 Stück*

Alle Teile auch einzeln erhältlich



SPEIKO

Verringerung des Feuchtigkeits-/Trocknungsverlustes von Abformungen im „Bobby“

Zusammenfassung der Ergebnisse dreier Messreihen

- Prüfung des Netto-Gewichts der Abformmasse an 6 Abformlöffeln mittels geeichter Analysenwaage
- Parallele Aufzeichnung der Luftfeuchtigkeit innerhalb (und außerhalb) der Transportbox mittels kalibrierten Datenloggern

2 Versuchsreihen bei RT (18,5 bis 20,1 °C / 17,1 bis 21,0°C*) mit 6 verschiedenen Abformlöffeln

Ø-Trocknungsverlust*) nach:	1h	3h	5h	8h	24h
	0,12%	0,22%	0,31%	0,71%	1,50%

1 Versuchsreihe mit zwischenzeitlich ca. 2-std. Transport an zwei Abformlöffeln*)

max. Trocknungsverlust nach:	6h	8h	24h
	0,50%	1,03%	2,60%*1

Referenzmessung - Abformung offen gelagert bei RT*1

max. Trocknungsverlust nach:	2h	24h
	2,40%	23,0%

(Datum) (Unterschrift Prüfer/Labor)

Messzertifikat auch auf www.speiko.de

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**

Individuell werben

- Ob Container, Bobby-Abformungstransportbox oder Artikulatoren-Container Größe 4: Es sind mehr als Transportsysteme. Werben Sie damit mit Ihrem Logo darauf!
- Das Klischee/der Prägestempel wird einmalig berechnet, die Prägung ist eine Serviceleistung von Speiko und kostenlos für Sie!
- Ein Klischee eignet sich zum Prägen von allen Transportsystemen
- Wir prägen Ihre Container, Ihre Bobbys oder Ihre Artikulatoren-Container Größe 4 mit Ihrem Logo ab einer Bestellmenge von 20 Stück je Prägefarbe
- Sechs verschiedene Prägefarben sind möglich









Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



Inlay Transportbehälter SPEIKO

- Die ideale Schutzverpackung für den Versand von Kleinteilen
- Modellierte Inlays oder keramische Kronen/Inlays werden sicher zwischen Labor und Praxis transportiert

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1813	*2500.0000*	*Inlay Transportbehälter*	*25 Stück*



Gusstrichter SPEIKO

- Aus rückstandsfrei verbrennendem Kunststoff
- Die Gusstrichter werden eingesetzt, wenn nicht durch das Modell gegossen werden soll

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1812	*2100.0000*	*Gusstrichter*	*100 Stück*

Sparsam im Verbrauch



SPEIKORANGE – Das Original

- Reines Orangenöl, daher besonders sparsam im Verbrauch
- Besonders hohe Reinigungskraft
- Frischer Orangenduft
- Zum Entfernen von Abdruckmaterialien auf Alginat-, Silikon-, Polyether- und Zinkoxid-Basis
- Reinigt hervorragend Edelstahlflächen wie Abformlöffel, Instrumente und Geräteoberflächen
- Durch Wasser leicht zu entfernen

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1059	*Flüssigkeit*	*270 ml*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**







CE



CE

SPEIKO Basisplatten

Individuelle Abformlöffel aus glasklaren Basisplatten

- Schnelle, problemlose Anfertigung mittels eines Bunsenbrenners
- Der durchsichtige Löffel lässt schon bei der Abdrucknahme erkennen, ob das Abformmaterial gleichmäßig verteilt ist

Artikel-Nr.	*Beschreibung*	*Menge*
1570	*Oberkiefer, 1 mm stark*	*1 Packung à 100 Stück*
1572	*Oberkiefer, 2 mm stark*	*1 Packung à 50 Stück*
1571	*Unterkiefer, 1 mm stark*	*1 Packung à 100 Stück*
1573	*Unterkiefer, 2 mm stark*	*1 Packung à 50 Stück*





CE 0482

Winkelklammern SPEIKO

Klammerarme, Schulter und Appendix sind vorgefertigt und können noch individuell angepasst werden.

- Enorme Zeitersparnis beim Biegen
- Grazile Gestaltung, hohe Stabilität
- Einarmig: linke und rechte Ausführung (Gr. 1 und 2)
- Technische Daten: Ø Klammern: 1 mm






CE 0482

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1804	*5521.0001*	*einarmig links, Gr. 1*	*10 Stück*
1805	*5521.0002*	*einarmig rechts, Gr. 2*	*10 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**





Dopifix Dowel-Pin Fixierhilfe SPEIKO

- Hilft bei schwierigem Fixieren von Standard-Dowel-Pins direkt im Abformlöffel
- Unterstützt die Positionierung der Pins
- Fixierung der Kunststoff-Führungsplättchen mit den Haltestiften im Abdruck für eine sichere Pin-Befestigung, damit er sich beim Einvibrieren des Gipses nicht löst
- Im Sockel dient Dopifix als „Hülse“ und garantiert ein spielfreies Reponieren der Stümpfe
- Gesamte Abformung (Zahnkranz und Modellsockel) kann in einem Arbeitsgang gegossen werden
- Dopfix fixiert Normal-Dowel-Pins Größe 2, ohne den Abdruck zu beschädigen
- Garantiert den optimalen Sitz des Dowel-Pins und ist rüttelfest

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1806	*2950.0000*	*Fixierhilfe*	*100 Stück*





Kunststoff-Sprues mit verlorenem Kopf SPEIKO

- Innen hohl – das Wachs kann durch den Hohlraum ausfließen
- Keine Sprengwirkung des Kunststoffes bei der Verbrennung
- Birnenförmiges Schmelzreservoir in 2 Größen, für lunkerfreie Güsse
- Aus rückstandsfrei verbrennendem Kunststoff, auch für Brücken geeignet

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1810	*2803.1000 (250 St.)*	*Kunststoff-Sprues, Ø 5,8 mm*	*500 Stück*
1811	*2804.1000 (250 St.)*	*Kunststoff-Sprues, Ø 6,5 mm*	*500 Stück*

Sicherheitsdatenblätter und Gebrauchsinformationen online unter **www.speiko.de**



Gaumenfaltenschablonen SPEIKO

Schablonen zur Nachbildung der individuellen Gaumenfalten bei der hochwertigen Prothesen-Modellierung

- Täuschend echte Nachbildung der natürlichen Gaumenfalten
- Erleichtert Gewöhnung an den Zahnersatz

Artikel-Nr.	*(Artikel-Nr. HEKO)*	*Beschreibung*	*Menge*
1801	*2300.0000*	*Schablone*	*6 Stück*



ANWENDUNG

1. Einfach auf dem Modell erwärmen:

Gaumenfaltenschablone vor Beginn der Wachsarbeiten auf das Gipsmodell adaptieren. Dazu die Schablone auf das Modell legen, mit Heißluft bis zur Plastizität erwärmen und andrücken (alternativ in heißem Wasser erwärmen).



2. Sauberes Anpassen:

Gaumenfaltenschablone entsprechend der Größe mit einer Schere oder Fräse beschneiden, nochmals erwärmen und andrücken. Nach dem Abkühlen vom Modell abheben und beiseite legen. Basis wie gewohnt in Rosa Wachs modellieren und Zähne aufstellen.



3. Nach der Wachseinprobe der Prothese:

Schablone in die Wachsbasis einfügen und sauber verwachsen. Beim Ausbrühen wird die Gaumenfaltenschablone entfernt.



SPEIKO

SPEIKO - Dr. Speier GmbH

Walther-Rathenau-Str. 59
33602 Bielefeld
Tel. +49 (0) 5 21/77 01 07-0
Fax +49 (0) 5 21/77 01 07-22
www.speiko.de
info@speiko.de

Smart Dentist

Smart Dentist AG
Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

Tel. +41 44 726 20 20
Fax +41 44 726 20 25

www.smartdentist.ch
info@smartdentist.ch

D - 03/2023 · www.e-knaus.de · Würzburg